

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vasp Para Wb Y Elisa - P50552

Número de artículo: CM0011846



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VASP humano, validado para WB y ELISA. Ideal para estudiar la dinámica de la actina, la activación plaquetaria y la migración celular. Detecta una proteína de 40 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | VASP Rabbit mAb                                                                                           |
| Observaciones/Alias | VASP; fosfoproteína estimulada por vasodilatadores                                                        |
| Especie             | Humana                                                                                                    |
| ID del gen (humano) | 7408                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VASP humano (P50552) |
| Origen              | Conejo                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                    |
| SWISS               | P50552                                                                                                    |
| Peso de la proteína | 40 kDa                                                                                                    |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                            |