

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vasp - P50552

Número de artículo: CM0015398



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VASP de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta VASP humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la migración celular, la adhesión y la activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VASP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VASP
Especie	Humano
GeneID (humano)	7408
GeneID	7408
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de VASP humano (NP_003361.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P50552
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo