


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vav1 Para Wb, Elisa - P15498

Número de artículo: CM0013715



### Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra VAV1 está validado para WB y ELISA, y muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Es ideal para el estudio de la señalización de Rho/Rac GTPasa en células hematopoyéticas y para investigación oncológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | VAV1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas/Alias                   | VAV; VAV1                                                                                                                            |
| Especie                       | Humano                                                                                                                               |
| GeneID                        | 7409                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 374-590 de la VAV1 humana (NP_005419.2) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                             |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS                         | P15498                                                                                                                               |
| Peso molecular de la proteína | 98kDa                                                                                                                                |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                       |