


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vav2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P52735

Número de artículo: CM0009880



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra VAV2 humano (P52735), validado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Diseñado para la investigación de la angiogénesis, ensayos de migración celular y estudios de biología vascular; presenta reactividad cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra VAV2
Observaciones/Alias	VAV-2; VAV2
Especie	Humano
GeneID	7410
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de VAV2 humano (P52735).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P52735
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo