


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vav2 Para Wb Y Elisa - P52735

Número de artículo: CM0022333



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VAV2 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. VAV2 es un GEF de Rho involucrado en la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] VAV2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VAV-2; V2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7410
GeneID	7410
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 570-700 de la VAV2 humana (NP_001127870.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52735
Peso Molecular	101kDa
Envío	Bolsa de hielo