


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vav2 Para Wb, Elisa - P52735

Número de artículo: CM0027600



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VAV2 validado para Western blot y ELISA, que reconoce el VAV2 humano, de ratón y de rata. Investigue la angiogénesis y la señalización de la GTPasa Rho con este anticuerpo de alta calidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VAV2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VAV-2; VAV2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7410
GeneID	7410
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 570-700 del VAV2 humano (NP_001127870.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52735
Peso Proteico	101kDa
Envío	Bolsa de hielo