


Anticuerpo Policlonal Anti-Vav3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukw4

Número de artículo: CM0016604



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VAV3, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconocer VAV3 humano y de ratón. Útil para estudios de angiogénesis, señalización por integrinas y organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Nombre del Producto	VAV3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VAV3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10451
GeneID	10451
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 560-680 de VAV3 humano (NP_006104.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UKW4
Peso Molecular	98kDa
Envío	Bolsa de hielo