


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vav3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukw4

Número de artículo: CM0011925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VAV3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta VAV3 humano y de ratón, un GEF involucrado en la angiogénesis y la señalización de integrinas. Ideal para la investigación en biología vascular e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VAV3 Rabbit mAb
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	10451
ID de gen	10451
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 del VAV3 humano (Q9UKW4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UKW4
Peso proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo