


Anticuerpo Policlonal Anti-Vbp1 Para Wb, Elisa - P61758

Número de artículo: CM0026710



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VBP1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Dirigido a la subunidad 3 de Prefoldina humana y de ratón (proteína 1 de unión a VHL). Adecuado para investigación en chaperonas y plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo VBP1
Observaciones/Alias	PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7411
GeneID	7411
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de VBP1 humano (NP_003363.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61758
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo