

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vcam-1/Cd106 Para Fc - P29533

Número de artículo: CM0012405

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra VCAM-1 (CD106) de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para analizar la expresión de VCAM-1 endotelial en estudios de vigilancia inmunológica, inflamación y médula ósea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón VCAM-1/CD106 mAb
Observaciones/Alias	CD106; Vcam-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7412
GeneID	22329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-310 de VCAM-1/CD106 de ratón (NP_035823.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P29533
Peso Proteico	38kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo