

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vcam-1/Cd106 Para Wb, Elisa - P29533

Número de artículo: CM0019219

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD106/VCAM-1 de ratón para aplicaciones de WB y ELISA. Específico para ratón, adecuado para estudios sobre adhesión de células endoteliales, migración de leucocitos e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD106 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD106; Vcam-1
Especie	Ratón
ID del Gen	22329
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-310 del CD106 de ratón. (NP_035823.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P29533
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo