

Anticuerpo Policlonal Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) Para Wb, If-P, Elisa - P19320

Número de artículo: CM0013821



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VCAM1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con VCAM1 humano y de ratón. Adecuado para investigación sobre adhesión leucocitaria, inflamación y vigilancia inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VCAM1 Rabbit pAb
Notas/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7412
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-400 de la VCAM1 humana (NP_001069.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19320
Peso Molecular	81kDa
Envío	Bolsa de hielo