

Polimab® De Conejo Anti-Vcam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19320 / P29533

Número de artículo: CM0002985



Introducción

PolimAb® de conejo contra VCAM1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Apoya la investigación sobre la adhesión endotelial-leucocitaria y las vías de señalización inflamatoria. - P19320 / P29533

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PolimAb® de conejo contra VCAM1
Observaciones/Alias	CD106; INCAM-100
Especie	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	7412
GeneID	7412/22329
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 640-739 de la VCAM1 humana (P19320).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19320/P29533
Peso de la proteína	38kDa/71KDa/74KDa/81KDa
Envío	Bolsa de hielo