


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vcp Para Wb, If/Icc, Elisa - P55072

Número de artículo: CM0003286



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra VCP humano (p97) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar ERAD, dinámica del Golgi, reparación del ADN y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VCP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7415
ID del gen	7415
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VCP humano (P55072)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55072
Peso proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo