


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vcp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55072

Número de artículo: CM0018546



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra VCP/p97 humano (TERA) para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Ideal para estudios sobre ERAD, autofagia y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | VCP Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP                                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 7415                                                                                                                               |
| GeneID              | 7415                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 647-806 del VCP humano (NP_009057.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P55072                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 89kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |