

Polymab® De Conejo Anti-Vdac 1/2/3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P21796 / P45880 / Q9Y277

Número de artículo: CM0005419



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra VDAC1, VDAC2 y VDAC3 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada para ratón y rata. Ideal para estudios de mitocondrias y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VDAC 1/2/3 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	PORIN; VDAC-1
Especie	Humano
GeneID	7416/7417/7419
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de VDAC 1/2/3 humano (NP_003366.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo