


Anticuerpo Policlonal Anti-Vdac1 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P21796

Número de artículo: CM0024568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido contra VDAC1 (canal aniónico dependiente de voltaje 1), adecuado para WB y ELISA con reactividad humana, de ratón y rata. Esencial para estudiar el transporte mitocondrial y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] VDAC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PORIN; VDAC-1; [Validado por KD] VDAC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 del VDAC1 humano (NP_003365.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21796
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo