


Anticuerpo Policlonal Anti-Vdac1 / Porina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Número de artículo: CM0020750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VDAC1/Porina para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta VDAC1 humano, de ratón y rata. Ideal para el estudio del transporte iónico mitocondrial, la apoptosis y la regulación del volumen celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC1 / Porina Rabbit pAb
Notas / Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7416
GeneID	7416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de VDAC1 / Porina humana (NP_003365.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21796
Peso Molecular	31kDa
Envío	Bolsa de hielo