


Anticuerpo Policlonal Anti-Vdac1 / Porina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Número de artículo: CM0012835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VDAC1/Porina humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación mitocondrial y de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VDAC1 / Porina pAb de conejo
Observaciones/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porina
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7416
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de VDAC1 / Porina humana (NP_003365.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21796
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo