


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vdac1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21796

Número de artículo: CM0003743



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo VDAC1 validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada humana, de ratón y rata. Objetivo: canal iónico dependiente de voltaje mitocondrial implicado en la apoptosis y el transporte de metabolitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PORIN; VDAC-1; VDAC1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7416
GenelD	7416
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21796
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo