


Anticuerpo Policlonal Anti-Vdac2 Para Wb, Elisa - P45880

Número de artículo: CM0023640



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra VDAC2 humano (Porina 2), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación del canal iónico de la membrana mitocondrial externa y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	POR; VDAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de VDAC2 humano (NP_001171712.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45880
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo