


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vdac2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Número de artículo: CM0003492



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VDAC2 humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta VDAC2 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de mitocondrias y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	POR; VDAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de VDAC2 humano (NP_003366.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45880
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo