


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vdac2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45880

Número de artículo: CM0024368



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo VDAC2 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce el canal iónico dependiente de voltaje no selectivo VDAC2, una porina de la membrana mitocondrial externa implicada en el transporte de iones y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POR; VDAC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del VDAC2 humano (NP_003366.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45880
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo