

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vdac3 (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y277

Número de artículo: CM0012691

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo VDAC3 (validado por KD) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al canal iónico de la membrana mitocondrial externa involucrado en el transporte y la fertilidad masculina. SWISS: Q9Y277.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo VDAC3
Observaciones/Alias	VDAC-3; HD-VDAC3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7419
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VDAC3 humano (NP_005653.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y277
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo