

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vdac3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y277

Número de artículo: CM0015611

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VDAC3 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta VDAC3 humano y de ratón; ideal para investigación de función mitocondrial y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDAC3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	VDAC-3; HD-VDAC3; VDAC3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7419
GenelD	7419
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-283 de VDAC3 humano (NP_005653.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y277
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo