


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vdr Para Wb, Elisa - P11473

Número de artículo: CM0003946



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra VDR humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Útil para estudiar la señalización de la vitamina D3, la homeostasis del calcio y la función del receptor de los ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del VDR humano (NP_000367.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11473
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo