


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vdr Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11473

Número de artículo: CM0004245



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VDR validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta el receptor de vitamina D3 (~48 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de homeostasis del calcio, regulación de la transcripción y señalización de ácidos biliares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VDR Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NR1I1; PPP1R163; VDR
Especie	Humano
GeneID	7421
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11473
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo