


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vdr Para Wb, If/Icc, Elisa - P11473

Número de artículo: CM0021551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al VDR humano (receptor de vitamina D3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudiar la transcripción mediada por vitamina D3 y la homeostasis del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VDR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR111; PPP1R163; VDR
Especie	Humano
GeneID	7421
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del VDR humano (NP_000367.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P11473
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo