

Anticuerpo Policlonal Anti-Ve Cadherina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33151

Número de artículo: CM0015601

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la VE-cadherina humana (CDH5, CD144) para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA. Detecta la VE-cadherina humana y de ratón, adecuado para la investigación en biología de células endoteliales y vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VE Cadherina Conejo pAb
Observaciones/Alias	7B4; CD144; VE Cadherina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Immunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 621-784 de la VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo