

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ve Cadherina Para Wb, Elisa - P33151

Número de artículo: CM0018698

Introducción

VE Cadherina Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo, validado para WB y ELISA. Reacciona con la VE Cadherina (CD144) humana y de ratón, una proteína clave de adhesión endotelial (SWISS P33151).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VE Cadherina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	7B4; CD144; VE Cadherin
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1003
GenelD	1003
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 259-358 de la VE Cadherina humana (NP_001786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P33151
Peso molecular de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo