

Anticuerpo Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Ve-Cadherin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33151 / P55284

Número de artículo: CM0002778

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo de alta calidad dirigido contra VE-Cadherin (CDH5). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apoya la biología de las células endoteliales y la investigación vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VE-Cadherin Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	7B4; CD144
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1003
ID de Gen	1003/12562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 259-358 de la VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33151/P55284
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo