


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vegf-D Para Wb, Elisa - O43915

Número de artículo: CM0003564



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige al VEGF-D (FIGF) humano para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, lo que lo hace adecuado para estudios de angiogénesis, linfangiogénesis y permeabilidad vascular entre especies.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGF-D Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FIGF; VEGF-D
Especie	Humano
GeneID (humano)	2277
GeneID	2277
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del VEGF-D humano (O43915)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43915
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo