


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegf-D Para Wb Y Elisa - O43915

Número de artículo: CM0017929



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra VEGF-D se dirige al factor de crecimiento endotelial vascular D humano (FIGF), ideal para WB y ELISA. Este anticuerpo favorece la investigación de la angiogénesis y la linfangiogénesis, y se fabrica para ofrecer un rendimiento constante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEGF-D pAb de conejo
Observaciones/alias	FIGF; VEGF-D
Especie	Humana
GeneID (humano)	2277
GeneID	2277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-220 del VEGF-D humano (NP_004460.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O43915
Peso molecular	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo