


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vegf Para Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Número de artículo: CM0004342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VEGF validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta VEGF humano, de ratón y de rata (15-27/34-45 kDa). Ideal para investigación de angiogénesis y vascular hipóxica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VEGFA, MVCD1, VEGF, VPF, factor de crecimiento endotelial vascular A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7422
GeneID	7422
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-135 del VEGF humano (NP_001165094.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15692
Peso Proteico	15-27kDa/34-45kDa
Envío	Bolsa de hielo