


Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor 2 De Vegf Para Wb, Elisa - P35968

Número de artículo: CM0026648



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Receptor 2 de VEGF humano (KDR/FLK1), validado en WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Valioso para la investigación de angiogénesis, biología vascular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor 2 de VEGF pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Receptor 2 de VEGF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3791
GeneID	3791
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1150-1250 del Receptor 2 de VEGF humano (NP_002244.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo