


Anticuerpo Policlonal Anti-Vegf Receptor 2 Para Wb, Elisa - P35968

Número de artículo: CM0014829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEGF Receptor 2 (KDR/FLK1/CD309) validado para Western blot y ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante (aa 1147-1356). Ideal para investigación en angiogénesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGF Receptor 2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; VEGF Receptor 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3791
GeneID	3791
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1147-1356 del VEGF Receptor 2 humano (NP_002244.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35968
Peso Proteico	152kDa
Envío	Bolsa de hielo