

Anticuerpo Monoclonal De Ratón Anti-Vegfa Para Wb, Elisa, Ihc-P - P15692

Número de artículo: CM0002783



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón de alta calidad contra VEGFA humano, validado para Western blot, ELISA e inmunohistoquímica con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de angiogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFA Ratón mAb
Observaciones/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Especie	Humano
ID de Gen	7422
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 207-327 del VEGFA humano (P15692).
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, IHC-P
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P15692
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo