

Anticuerpo Policlonal Anti-Vegfa Para Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Número de artículo: CM0012979



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VEGFA (VPF, VEGF) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de angiogénesis e hipoxia. - P15692

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7422
GeneID	7422
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 91-191 del VEGFA humano (NP_001165097.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15692
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo