


Anticuerpo Policlonal Anti-Vegfa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Número de artículo: CM0018406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEGFA humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la angiogénesis y la hipoxia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEGFA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Especie	Humano
GeneID (humano)	7422
GeneID	7422
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de VEGFA humano (NP_001165094.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15692
Peso molecular	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo