

Anticuerpo Policlonal Anti-Vegfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P49765

Número de artículo: CM0020978



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEGFB humano. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Dirige contra el factor de crecimiento endotelial vascular B, un regulador clave de la angiogénesis y la función de las células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-121 del VEGFB humano (NP_003368.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49765
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo