

Anticuerpo Policlonal Anti-Vegfb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49765

Número de artículo: CM0015955



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEGFB humano (VRF, VEGFL). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de angiogénesis y cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEGFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VRF; VEGFL; VEGFB
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7423
ID del gen	7423
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VEGFB de ratón (NP_035827.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P49765
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsas de hielo