


Anti-Vegfc (Flt4-L, Vrp) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb Y Elisa - P49767

Número de artículo: CM0006504



Introducción

El mAb de conejo VEGFC de CamelBio es un anticuerpo monoclonal de alta especificidad para WB y ELISA. Reconoce el VEGFC humano dentro de los aminoácidos 112-227. Ideal para la investigación de angiogénesis, linfangiogénesis y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7424
GeneID	7424
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 112-227 del VEGFC humano. (NP_005420.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo