


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegfc Para Wb, Elisa - P49767

Número de artículo: CM0025778



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VEGFC para Western blot y ELISA. Detecta VEGFC (47 kDa) humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de angiogénesis y linfangiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7424
ID de Gen	7424
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del VEGFC humano (NP_005420.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49767
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo