


Anticuerpo Monocitoal De Conejo Anti-Vegfr1 Para Wb, Elisa - P17948

Número de artículo: CM0002709



Introducción

Anticuerpo monoclonitoal de conejo contra VEGFR1 humano (FLT-1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para investigaciones sobre angiogénesis, cáncer y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo VEGFR1
Observaciones/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1; FRT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2321
GeneID	2321
Inmunógeno	Péptido Sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del VEGFR1 humano (P17948).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P17948
Peso Proteico	151kDa
Envío	Bolsa de hielo