


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegfr1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Número de artículo: CM0013031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VEGFR1 (FLT-1) humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en angiogénesis, cáncer y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEGFR1 Rabbit pAb
Notas/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2321
GeneID	2321
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 de VEGFR1 humano (NP_002010.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17948
Peso de la proteína	151 kDa
Envío	Bolsa de hielo