


Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Vegfr1/Flt-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P17948

Número de artículo: CM0014324



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a VEGFR1 (FLT-1). Validado para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Muestra reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de investigación sobre angiogénesis, desarrollo vascular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFR1 Rabbit pAb
Notas/Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2321
GeneID	2321
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1100-1180 de VEGFR1 humano (NP_002010.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17948
Peso Proteico	151kDa
Envío	Bolsa de hielo