

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vegfr2/Cd309 Para Fc - P35968

Número de artículo: CM0008114



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo fluorescente () contra VEGFR2/CD309 (KDR/FLK1) humano, validado para citometría de flujo (FC). Detecta el receptor de tirosina quinasa involucrado en la angiogénesis y el desarrollo vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-VEGFR2/CD309 humano
Observaciones/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3791
ID del Gen	3791
Inmunógeno	Proteína recombinante de VEGFR2/CD309 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35968
Peso de la Proteína	152kDa
Envío	Bolsa de hielo