

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Para Wb Y Elisa - P35918

Número de artículo: CM0022151

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309. Validado para Western blot y ELISA con muestras de ratón. Dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, crucial para la investigación de la angiogénesis. Reactivo de alta calidad para el estudio de la angiogénesis, el desarrollo vascular y las vías de señalización de VEGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 pAb de conejo
Observaciones/Alias	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3791
ID del gen	16542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-762 de VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 de ratón (NP_034742.2)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35918
Peso de la proteína	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo