


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vegfr3/Flt4 Para Wb Y Elisa - P35916

Número de artículo: CM0016123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VEGFR3/FLT4 humano, validado para WB y ELISA. Se dirige a un péptido sintético dentro de los aminoácidos 1230-1329. Adecuado para la investigación de linfangiogénesis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEGFR3/FLT4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2324
ID de Gen	2324
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1230-1329 de VEGFR3/FLT4 humano (NP_891555.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Humano	
SWISS	P35916
Peso Proteico	153kDa
Envío	Bolsa de hielo