

Anticuerpo Policlonal Anti-Ventx Para Wb, Elisa - 095231

Número de artículo: CM0026937

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VENTX humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en biología del desarrollo y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VENTX Conejo pAb
Observaciones/Alias	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	27287
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-258 de VENTX humano (NP_055283.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95231
Peso Molecular de la Proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo